

Общество с ограниченной ответственностью «СДТЛ»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СДТЛ»
Татузов Р.А.
01 » 05 2014г.

Инструкция по применению на медицинское изделие

БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ ГИПСОВЫЕ

ТУ 9393-001-84441459-2008

Собственность ООО «СДТЛ»:
Не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Содержание

1. Описание медицинского изделия.....	3
2. Показания к применению.....	3
3. Противопоказания к применению.....	3
4. Инструкция по применению.....	3
5. Условия хранения.....	3
6. Срок годности.....	3

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты представляют собой полосы медицинской марли определенной ширины, с закрепленным на ней гипсом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Иммобилизация переломов; иммобилизация патологически измененных костей и суставов; коррекция деформаций; профилактика деформаций; безотлагательное гипсование; иные случаи, когда требуются фиксирующие повязки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повреждение крупных сосудов, в том числе после перевязки сосудов до выяснения жизнеспособности конечности; инфекционные осложнения огнестрельной или послеоперационной раны (анаэробная инфекция, флегмона, гнойные затеки); обширный глубокий ожог или отморожение; гангрена конечности на почве повреждения сосудов; значительный отек конечности, флебиты и тромбофлебиты всей конечности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Погрузить рулончик на 2-3 секунды в воду $t \approx 20^\circ\text{C}$ и, не дожидаясь его полного растворения, извлечь, отжав до необходимого количества воды в рулончике.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бинты в упаковке завода изготовителя должны храниться на складах изготовителя в условиях хранения I по ГОСТ 15150.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня изготовления.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____

Директор ООО «СДП» _____ Татузов Р.А.

