



94 3440

Петля полипная гортанная ППГ (с мандреном)

Этикетка

ППГ.00.00 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

- 1.1. Петля полипная гортанная ППГ (с мандреном) (в дальнейшем – инструмент) предназначена для удаления полипов гортанных и миндалин.
- 1.2. Климатическое исполнение инструмента УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 – 69.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха $25 \pm 10^{\circ}$, относительная влажность 80% при $+ 25^{\circ}$ С.
- 1.3. Инструмент соответствует ГОСТ 19126-79 , ТУ 64-1-189-77.
- 1.4. Регистрационный номер № ФС 022a1295/0074-04.

2 Основные технические данные

Материал	латунь, нерж. сталь, проволока пружинная
Габаритные размеры, мм	263x66
Масса, г, не более	90
Средний срок службы, лет	3
Содержание серебра, г	0,54

3 Комплектность


1. петля полипная гортанная, шт..	-1
2. петлевод, шт.	-1
3. петля режущая, шт.	-5
4. этикетка, экз.	-1

4 дезинфекция и стерилизация

Инструмент должен подвергаться дезинфекции (кроме петли) в тройном растворе (2% формалина, 0,3% фенола, 1,5% двууглекислого натрия), дезинфекция петли – горячим воздухом при температуре $(120 \pm 4)^{\circ}$ С в течение (45 ± 5) мин., предстерилизационной очистке в растворе моющего препарата «Биолот» в течение 15 мин. С последующей промывкой водой в течение 5 мин. Стерилизация горячим воздухом при температуре $(160_{-10}^{+2})^{\circ}$ С в течение $(150+5)$ мин.

5 Срок службы и хранения и гарантии изготовителя

- 5.1. Срок службы 3 года.
- 5.2. Срок хранения 1 год в упаковке завода-изготовителя и складских помещениях. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 5.3. Гарантии изготовителя. При хранении, транспортировании и эксплуатации в со-



ответствии с требованиями технических условий гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации завод безвозмездно производит замену неисправных инструментов при предъявлении паспорта с отметкой магазина о дате продажи. Предложения и претензии по качеству направлять по адресу: Россия 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, ЗАО «НТМИЗ».

6 Консервация

6.1. Инструмент подвергнут консервации согласно требованиям технических условий. Предельный срок защиты без переконсервации 1 год.

7 Свидетельство об упаковывании

Инструмент упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____

8 Свидетельство о приемке

Инструмент изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П. _____ Е.Л. Орехова

