



UniMAX (High Risk)

**Сверхпрочные нестерильные
текстурированные
неопудренные перчатки**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 300 мм с валиком
Упакованы по 50 шт. в блоке
Транспортная коробка - 10 блоков

Размеры:

S M L

MiniMAX



**Диагностические (смотровые)
нестерильные
опудренные перчатки**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 240 мм с валиком
Упакованы по 100 шт. в блоке
Транспортная коробка - 10 блоков

Размеры:

S M L

SuperNURSE



**Хирургические нестерильные
текстурированные опудренные
перчатки**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 280 мм с валиком
Упакованы по 50 пар. в блоке
Транспортная коробка - 10 блоков

Размеры:

5 6 7 8 9

DiaMAX



**Диагностические (смотровые)
нестерильные опудренные
перчатки улучшенного качества**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 240 мм с валиком
Упакованы по 100 шт. в блоке
Транспортная коробка - 10 блоков

Размеры:

S M L

SteriNURSE



**Хирургические стерильные
текстурированные опудренные
перчатки**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 280 мм с валиком
Упакованы по 40 пар. в блоке
Транспортная коробка - 6 блоков

Размеры:

5 6 7 8 9

DiaMAX-S



**Диагностические (смотровые)
стерильные опудренные
перчатки улучшенного качества**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 240 мм с валиком
Упакованы по 40 пар в блоке
Транспортная коробка - 6 блоков

Размеры:

S M L

SuperMAX



**Хирургические нестерильные
текстурированные опудренные
перчатки**

Различные для правой и левой руки
Длина перчатки 290 мм с валиком
Упакованы по 50 пар в блоке
Транспортная коробка - 6 блоков

Размеры:

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

DentaMAX



**Стоматологические нестерильные
текстурированные
неопудренные перчатки**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 240 мм с валиком
Упакованы по 100 шт. в блоке
Транспортная коробка - 10 блоков

Размеры:

XS S M L XL

SteriMAX



**Хирургические стерильные
текстурированные опудренные
перчатки**

Различные для правой и левой руки
Длина перчатки 290 мм с валиком
Упакованы по 40 пар. в блоке
Транспортная коробка - 6 блоков

Размеры:

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

DentaMAX-S



**Стоматологические стерильные
текстурированные
неопудренные перчатки**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 240 мм с валиком
Упакованы по 40 пар в блоке
Транспортная коробка - 6 блоков

Размеры:

XS S M L XL

ExtraMAX



**Хирургические стерильные
текстурированные
неопудренные перчатки**

Различные для правой и левой руки
Длина перчатки 290 мм с валиком
Упакованы по 40 пар. в блоке
Транспортная коробка - 6 блоков

Размеры:

6,5 7 7,5 8 8,5 9

NitriMAX



**Диагностические (смотровые)
нестерильные
текстурированные перчатки из
нитрила (синтетического латекса)**

Одинаковые для обеих рук
Длина перчатки 240 мм с валиком
Упакованы по 100 шт. в блоке
Транспортная коробка - 10 блоков

Размеры:

S M L XL

МАКСИ



**Гинекологические стерильные
текстурированные опудренные
перчатки с удлиненной манжетой**

Различные для правой и левой руки
Длина перчатки 390 мм с валиком
Упакованы по 100 пар в транспортной
коробке

Размеры:

S M L